

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Caja de cartón congelable para criotubos de 4 ml

Descripción : Se entregan montadas. Aptas para uso en congelador de hasta -80 °C


DATOS TÉCNICOS

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	color	unidades por ref.
CBOX-082-001	76	134	134	para 81 tubos (Ømáx. 14 mm), blanco	1
CBOX-101-001	76	134	134	para 100 tubos (Ømáx. 12 mm), blanco	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-082-001	1,442688	0,138	42029900	08434868012486
CBOX-101-001	1,461184	0,13	42029900	08434868012509

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Carton freezer box for 4 ml cryotubes**Description :** Delivered already assembled. Suitable for use in ultrafreezers down to -80°C


TECHNICAL DATA

reference	h (mm)	l(mm)	w (mm)	color	pcs/pack
CBOX-082-001	76	134	134	up to 81 tubes (Ømax. 14 mm) white	1
CBOX-101-001	76	134	134	up to 100 tubes (Ømax. 12 mm) white	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-082-001	1,442688	0,138	42029900	08434868012486
CBOX-101-001	1,461184	0,13	42029900	08434868012509

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Cryoboîte congelable en carton pour cryotube de 4 ml**Description :** Se livre montée. Convient pour une utilisation dans des ultracongélateurs jusqu'à -80 °C


DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	couleur	unités par ref.
CBOX-082-001	76	134	134	pour 81 tubes (Ømax. 14 mm), blanche	1
CBOX-101-001	76	134	134	pour 100 tubes (Ømax. 12 mm), blanche	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-082-001	1,442688	0,138	42029900	08434868012486
CBOX-101-001	1,461184	0,13	42029900	08434868012509

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Scatola di cartone per congelamento di criotubi da 4 ml**Descrizione :** Viene consegnate già montate. Adatte per l'uso in ultracongelatori fino a -80°C


DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	colore	unità per ref.
CBOX-082-001	76	134	134	per 81 criotubi (Ømax 14 mm), bianco	1
CBOX-101-001	76	134	134	per 100 criotubi (Ømax 12 mm), bianco	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-082-001	1,442688	0,138	42029900	08434868012486
CBOX-101-001	1,461184	0,13	42029900	08434868012509

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Invriesbare kartonnen doos voor cryobuizen van 4 ml**Beschrijving** : Wordt gemonteerd geleverd


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	kleur	stuks per ref.
CBOX-082-001	76	134	134	voor 81 buizen (max. Ø 14 mm), wit	1
CBOX-101-001	76	134	134	voor 100 buizen (max. Ø 12 mm), wit	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-082-001	1,442688	0,138	42029900	08434868012486
CBOX-101-001	1,461184	0,13	42029900	08434868012509

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Gefrierboxen aus Karton für Kryoröhrchen bis 4 ml**Beschreibung :** Werden montiert geliefert. Geeignet für die Verwendung in Ultratiefkühlschränken bis -80 °C.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Farbe	Stückzahl pro Artikel
CBOX-082-001	76	134	134	für 81 Röhrchen (Ømax. 14 mm), weiß	1
CBOX-101-001	76	134	134	für 100 Röhrchen (Ømax. 12 mm), weiß	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CBOX-082-001	1,442688	0,138	42029900	08434868012486
CBOX-101-001	1,461184	0,13	42029900	08434868012509

PRODUKTFOTO

