

**INFORMACIÓN GENERAL**

**Nombre del producto :** Juego de pesas de precisión de peso inferior a 1 g. Clase F1

**Descripción :** Estuche con 12 pesas. Conforme a las recomendaciones de la OIML R-111. No incluye certificado. De las pesas de 2, 20 y 200 mg se incluyen 2 unidades

**DATOS TÉCNICOS**

referencia	tipo	unidades por ref.
WF1J-001-001	1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100, 200 (2) y 500 mg	1

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1J-001-001	1,44	0,356	90160090	08434868053779

**FOTO DEL PRODUCTO**



**METRIA**

**Product page** EN

Date rev.: 03/28/2023

Doc. Ref: PDS-494

GENERAL INFORMATION

**INFORMATIONS GÉNÉRALES****Nom produit : Jeu de poids de précision, inférieurs à 1g. Classe F1****Description :** Etui comprenant 12 poids. Respecte les recommandations OIML R-111. Certificat non inclus.  
Comprend 2 unités pour les poids de 2, 20 et 200 mg et une unité pour le reste des poids**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	type	unités par ref.
WF1J-001-001	1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100, 200 (2) et 1 500 mg	

**EMBALLAGE ET LOGISTIQUE**

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1J-001-001	1,44	0,356	90160090	08434868053779

**PHOTO PRODUIT**

**INFORMAZIONE GENERALE****Nome del prodotto :** Set di pesi di precisione con risoluzione inferiore a 1 g. Classe F1**Descrizione :** Custodia con 12 pesi. Conforme alla raccomandazione OIML R-111. Certificato non incluso. Per i pesi da 2, 20 e 200 mg sono fornite 2 unità**DATI TECNICI**

referenza	tipo	unità per ref.
WF1J-001-001	1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100, 200 (2) e 1 500 mg	1

**IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI**

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1J-001-001	1,44	0,356	90160090	08434868053779

**FOTO DEL PRODOTTO**

**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam** : Set precisiegewichten voor gewichten lichter dan 1 g. Klasse F1**Beschrijving** : Koffer met 12 gewichten. In overeenstemming met de aanbevelingen van de OIML R-111. Bevat geen certificaat. Gewichten van 2, 20 en 200 mg zijn inclusief 2 eenheden**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
WF1J-001-001	1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100, 200 (2) en 500 mg	1

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1J-001-001	1,44	0,356	90160090	08434868053779

**PRODUKTFOTO**

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN****Produktname : Prüfgewichte-Set, Gewichte unter 1 g, Klasse F1****Beschreibung :** Etui mit zwölf Gewichten. Gemäß den Empfehlungen der OIML R-111. Zertifikat nicht inbegriffen.  
Die 2, 20 und 200 mg Gewichte sind doppelt enthalten.**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
WF1J-001-001	1, 2 (2), 5, 10, 20 (2), 50, 100, 200 (2) und 500 mg	1

**VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN**

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WF1J-001-001	1,44	0,356	90160090	08434868053779

**PRODUKTFOTO**