

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Conductímetro portátil, COND7 VIO

Descripción : Medidor de conductividad portátil con compensación automática o manual de temperatura. Rango: 0 - 19,99 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0 - 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 200 - 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 2,00 - 199,9 mS/cm . Calibración automática en 5 puntos (84, 147, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 12,88 y 111 mS/cm) y manual en 5 puntos. Incluye maleta de transporte, funda de goma, dos disoluciones patrón y célula de conductividad para uso general (K=1) con compensación automática de temperatura. Garantía 3 años. Entrega 1 semana



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
COMT-007-001	conductímetro COND7 VIO con sonda	1
COMT-A02-001	célula de conductividad para COND7 y COND50	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-007-001	13,28	1,72	90278011	08434868014534
COMT-A02-001	0,01	0,001	90278011	08434868014596

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Portable conductivity meter, COND7 VIO

Description : Portable conductivity meter with automatic and manual temperature compensation. Range: 0 - 19.99 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0 - 199.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 200 - 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 2.00 - 199.9 mS/cm Automatic calibration in 5 points (84, 147, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 12.88 y 111 mS/cm) and manual calibration in 5 points. Includes transportation case, rubber case, two buffer solutions and conductivity cell for general use (K=1) with automatic temperature compensation. Warranty 3 years. Delivery 1 week



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
COMT-007-001	conductivity meter, COND7 VIO, with probe	1
COMT-A02-001	conductivity cell for COND7 and COND50	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-007-001	13,28	1,72	90278011	08434868014534
COMT-A02-001	0,01	0,001	90278011	08434868014596

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Conductimètre portable, COND7 VIO

Description : Testeur de conductivité portable avec compensation automatique ou manuelle de température. Gammes : 0 - 19,99 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0 - 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 200 - 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 2,00 - 199,9 mS/cm . Calibrage automatique en 5 points (84, 147, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 12,88 et 111 mS/cm) et manuel en 5 points. Livré avec mallette de transport, housse en caoutchouc, deux solution standard et cellule de conductivité pour usage général (K=1) avec compensation automatique de température. Garantie 3 ans. Délai de livraison 1 semaine



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
COMT-007-001	conductimètre COND7 VIO avec cellule	1
COMT-A02-001	cellule de conductivité pour COND7 et COND50	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-007-001	13,28	1,72	90278011	08434868014534
COMT-A02-001	0,01	0,001	90278011	08434868014596

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Conduttimetro portatile, COND7 VIO

Descrizione : Misuratore di conducibilità portatile con compensazione di temperatura automatica o manuale. Range: 0-19,99 $\mu\text{S/cm}$, 0-199,9 $\mu\text{S/cm}$, 200-1999 $\mu\text{S/cm}$, 2,00-199,9 mS/cm . Calibrazione automatica a 5 punti (84, 147, 1413 $\mu\text{S/cm}$, 12,88 e 111 mS/cm) e manuale a 5 punti. Include valigetta di trasporto, custodia di gomma, due soluzioni standard e cella di conducibilità per uso generale (K=1) con compensazione di temperatura automatica. Garanzia di 3 anni. Consegna: 1 settimana



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
COMT-007-001	conduttimetro COND7 VIO con sonda	1
COMT-A02-001	cella di conducibilità per COND7 e COND50	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-007-001	13,28	1,72	90278011	08434868014534
COMT-A02-001	0,01	0,001	90278011	08434868014596

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Draagbare geleidbaarheidsmeter, COND7 VIO**

Beschrijving : Draagbare geleidbaarheidsmeter met automatische of handmatige temperatuurcompensatie. Meetbereik geleidbaarheid: 0 - 19,99 $\mu\text{S/cm}$, 0 - 199,9 $\mu\text{S/cm}$, 200 - 1999 $\mu\text{S/cm}$, 2,00 - 199,9 mS/cm . Automatische vijfpuntskalibratie (84, 147, 1413 S/cm , 12,88 en 111 mS/cm) en handmatige vijfpuntskalibratie. Inclusief draagtas, plastic beschermhoes, twee standaardoplossingen en geleidbaarheidscel voor algemeen gebruik (K=1) met automatische temperatuurcompensatie. Garantie 3 jaar. Levering 1 week



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
COMT-007-001	geleidbaarheidsmeter COND7 VIO met sensor	1
COMT-A02-001	geleidbaarheidscel voor COND7 en COND50	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-007-001	13,28	1,72	90278011	08434868014534
COMT-A02-001	0,01	0,001	90278011	08434868014596

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Taschen-Konduktometer, COND7 VIO

Beschreibung : Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät mit automatischer oder manueller Temperaturkompensation. Leitfähigkeitsmessbereich: 0 - 19,99 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 0 - 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 200 - 1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 2,00 - 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Automatische Fünfpunktkalibrierung (84, 147, 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 12,88 und 111 $\mu\text{S}/\text{cm}$) und manuelle Fünfpunktkalibrierung. Inklusive Transportkoffer, Kunststoffschutzhülle, zwei Standardlösungen und Leitfähigkeitszelle für den allgemeinen Gebrauch ($K=1$) mit automatischer Temperaturkompensation. Garantie 3 Jahre. Lieferzeit 1 Woche.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
COMT-007-001	Konduktometer, COND7 VIO, mit Sensor	1
COMT-A02-001	Leitfähigkeitszelle, für COND7 und COND50	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
COMT-007-001	13,28	1,72	90278011	08434868014534
COMT-A02-001	0,01	0,001	90278011	08434868014596

PRODUKTFOTO

