

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Máscara respiratoria desechable, nivel FFP2

Descripción : Protección contra partículas sólidas y líquidas de toxicidad baja y media (corresponde al nivel FFP2 de protección definido en la norma EN 149:2001), hasta 12 x TLV. Disponible en forma esférica con válvula y en forma plegable con y sin válvula



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
MASK-002-010	FFP2 esférica con válvula	10

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MASK-002-010	2,73	0,221	48189010	08434868029835

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Disposable respirator, FFP2 level

Description : Protection against solid particles and low or medium toxicity liquids (according to FFP2 level protection defined by EN 149:2001 standards), up to 12 x TLV. Available in spherical shape with valve and folded shape with and without valve



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
MASK-002-010	FFP2 spherical shape with valve	10


PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MASK-002-010	2,73	0,221	48189010	08434868029835

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Masque respiratoire jetable, niveau FFP2**Description :** Protection contre les particules solides et liquides de toxicité faible et moyenne (correspond au niveau FFP2 de protection, défini selon la norme EN 149:2001), jusqu'à 12 x TLV. Disponible en forme sphérique avec soupape et en forme pliable avec et sans soupape Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
MASK-002-010	FFP2 sphérique avec soupape	10

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MASK-002-010	2,73	0,221	48189010	08434868029835

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Mascherina monouso, livello FFP2**Descrizione :** Protezione da particelle solide e liquide di bassa e media tossicità (corrisponde al livello di protezione FFP2 secondo quanto sancito dalla norma EN 149:2001), fino a 12 x TLV. Disponibile in formato sferico con valvola di espirazione e in formato pieghevole con e senza valvola

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
MASK-002-010	FFP2 forma sferica con valvola	10

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MASK-002-010	2,73	0,221	48189010	08434868029835

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Wegwerpbaar mondmasker, FFP2-niveau**Beschrijving :** Bescherming tegen vaste en vloeibare deeltjes met een lage en gemiddelde toxiciteit (komt overeen met het FFP2-beschermingsniveau gedefinieerd in de norm EN149-2001), tot 12 x TLV. Verkrijgbaar in kogelvorm met ventiel en inklapbare vorm zonder ventiel

Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
MASK-002-010	FFP2 bolvormig met ventiel	10

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MASK-002-010	2,73	0,221	48189010	08434868029835

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Atemschutzmaske, FFP2, zum Einmalgebrauch**Beschreibung :** Schutz gegen feste und flüssige Partikel niedriger und mittlerer Toxizität (entspricht dem FFP2-Schutzgrad, definiert in der Richtlinie EN 149:2001), bis 12 x TLV. Verfügbar in sphärischer Form mit Ventil und in faltbarer Form ohne Ventil.

Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
MASK-002-010	FFP2, sphärisch, mit Ventil	10

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MASK-002-010	2,73	0,221	48189010	08434868029835

PRODUKTFOTO

