

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Alcohómetro de investigación

Descripción : Alcohómetro tipo buscador. Calibrado a 20 °C. Longitud 290 mm, Ø 30 mm. Doble escala. Escala 1: precisión ± 2 ; división 1. Escala 2: precisión ± 1 ; división 0,5. No incluye certificado

DATOS TÉCNICOS

referencia	escala 1	escala 2	unidades por ref.
ALCO-RF1-001	0-100 %Vol/GL/Tralles	10-44° Cartier	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-RF1-001	0,1	0,05	90258080	08434868003033

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Research alcoholometer**Description :** Seeker type alcoholometer. Calibrated at 20 °C. Length 290 mm, Ø 30 mm. Double scale. Scale 1: accuracy ± 2 ; division 1. Scale 2: accuracy ± 1 ; division 0.5. Does not include certificate

TECHNICAL DATA

reference	scale 1	scale 2	pcs/pack
ALCO-RF1-001	0-100 %Vol/GL/Tralles	10-44° Cartier	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-RF1-001	0,1	0,05	90258080	08434868003033

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Alcoomètre de recherche**Description :** Alcoomètre type chercheur. Calibré à 20 °C. Longueur 290 mm, Ø 30 mm. Double échelle. Échelle 1: précision ± 2 ; division 1. Échelle 2: précision ± 1 ; division 0,5. Livré sans certificat

DONNÉES TECHNIQUES

référence	échelle 1	échelle 2	unités par ref.
ALCO-RF1-001	0-100 %Vol/GL/Tralles	10-44° Cartier	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-RF1-001	0,1	0,05	90258080	08434868003033

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Alcolometro di ricerca**Descrizione :** Alcolometro tipo cercatore. Calibrato a 20 °C. Lunghezza 290 mm, Ø 30 mm. Doppia scala. Scala 1: precisione 2 ; divisione 1. Scala 2: precisione 1 ; divisione 0,5. Non include certificato

DATI TECNICI

referenza	scala 1	scala 2	unità per ref.
ALCO-RF1-001	0-100 %Vol/GL/Tralles	10-44° Cartier	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-RF1-001	0,1	0,05	90258080	08434868003033

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Alcoholmeter voor onderzoek****Beschrijving** : Alcoholmeter type zoeker. Gekalibreerd bij 20 °C. Lengte 290 mm, Ø 30 mm. Dubbele schaalverdeling. Schaal 1: precisie ± 2 ; onderverdelingen 1. Schaal 2: precisie ± 1 ; onderverdelingen 0,5. Bevat geen certificaat**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	schaal 1	schaal 2	stuks per ref.
ALCO-RF1-001	0-100 %Vol/GL/Tralles	10-44° Cartier	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-RF1-001	0,1	0,05	90258080	08434868003033

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Alkoholometer, für die Forschung**Beschreibung :** Kalibriert bei 20 °C. Länge: 290 mm. Durchmesser: 30 mm. Doppelte Skala. Skala 1: Präzision: ±2; Unterteilungen: 1. Skala 2: Präzision: ±1; Unterteilungen: 0,5. Zertifikat nicht inbegriffen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Skala 1	Skala 2	Stückzahl pro Artikel
ALCO-RF1-001	0-100 %Vol/GL/Tralles	10-44° Cartier	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ALCO-RF1-001	0,1	0,05	90258080	08434868003033

PRODUKTFOTO

