

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Estación mural lavaojos

Descripción : Soporte para colgar en pared con dos frascos de solución lava-ojos, pictogramas explicativos del modo de empleo y un pequeño espejo. Especialmente concebido para zonas de trabajo con riesgo de daños oculares por productos químicos o cuerpos extraños. La estación contiene dos frascos que pueden adquirirse también de forma separada: un frasco de 500 ml de lava-ojos (NaCl 0,9% estéril) y un frasco de 200 ml de solución neutra (tampón fosfato 4,9% estéril). La solución neutra se emplea para neutralizar rápidamente ácidos y bases y debe ser aclarada a continuación con la solución lava-ojos. Ambas botellas tienen una boca ergonómica que se adapta perfectamente al ojo, son conformes a la normativa CE y tienen fechas de caducidad de entre 2 y 3 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe


DATOS TÉCNICOS

| referencia | descripción | unidades por ref. |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| EYES-S01-001 | estación mural completa | 1 |
| EYES-SAL-500 | 500 ml de solución salina | 1 |
| EYES-NEU-200 | 200 ml de solución pH neutro | 1 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| EYES-S01-001 | 8,7 | 1,324 | 33079000 | 08434868021501 |
| EYES-SAL-500 | 1,344 | 0,574 | 33079000 | 08434868021525 |
| EYES-NEU-200 | 0,576 | 0,254 | 33079000 | 08434868021495 |

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Eyewash stationary stand

Description : Wall stand with two eyewash bottles, explanatory pictograms for instructions and a small mirror. Specially designed for work areas with eye damage risks by chemical products or foreign bodies. Includes two bottles available separately for sale: one including 500 ml of eyewash liquid (sterile NaCl 0.9%) and one including 200 ml of neutral solution (sterile phosphate buffer 4.9%). Neutral solution is to be used to quickly neutralize acids and bases and must be rinsed with the eyewash solution afterwards. Both bottles have an ergonomic mouth, perfectly adapted to the eye. According to CE standards and with expiry date from 2 to 3 years



Complies with the specifications defined in the European directive


TECHNICAL DATA

| reference | description | pcs/pack |
|--------------|----------------------------|----------|
| EYES-S01-001 | stationary stand eyewash | 1 |
| EYES-SAL-500 | saline solution, 500 ml | 1 |
| EYES-NEU-200 | 200 ml neutral pH solution | 1 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| EYES-S01-001 | 8,7 | 1,324 | 33079000 | 08434868021501 |
| EYES-SAL-500 | 1,344 | 0,574 | 33079000 | 08434868021525 |
| EYES-NEU-200 | 0,576 | 0,254 | 33079000 | 08434868021495 |

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Station ouverte murale lave-œil

Description : Support à fixer au mur, composée de deux flacons de solution lave-œil, mode d'emploi avec pictogrammes visuels explicatifs et petit miroir. Spécialement conçue pour zone de travail présentant des risques de blessures oculaires causées par des produits chimiques ou corps étrangers. Contient deux flacons qui peuvent aussi être fournis séparément : un flacon de 500 ml lave-œil (NaCl 0,9% stérile) et un flacon de 200 ml de solution neutre (tampon phosphate 4,9 % stérile). La solution neutre s'emploie pour neutraliser rapidement les acides et bases et doit se rincer ensuite avec la solution lave-œil. Chaque bouteille a un col ergonomique qui s'adapte parfaitement à l'œil, est conforme à la norme CE et a une date de péremption entre 2 et 3 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne


DONNÉES TECHNIQUES

| référence | description | unités par ref. |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| EYES-S01-001 | station ouverte pH neutre | 1 |
| EYES-SAL-500 | 500 ml solution saline | 1 |
| EYES-NEU-200 | 200 ml pH neutre | 1 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| EYES-S01-001 | 8,7 | 1,324 | 33079000 | 08434868021501 |
| EYES-SAL-500 | 1,344 | 0,574 | 33079000 | 08434868021525 |
| EYES-NEU-200 | 0,576 | 0,254 | 33079000 | 08434868021495 |

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Stazione murale per lavaggio oculare

Descrizione : Supporto a parete con due flaconi di soluzione per lavaggio oculare, pittogrammi esplicativi per l'utilizzo e uno specchietto. Appositamente progettata per aree di lavoro esposte a rischio di danno oculare da prodotti chimici o corpi estranei. La stazione contiene due flaconi acquistabili anche separatamente: un flacone di soluzione per lavaggio oculare (NaCl 0,9% sterile) da 500 ml e un flacone di soluzione neutra (tampono fosfato 4,9% sterile) da 200 ml. La soluzione neutra si utilizza per neutralizzare velocemente acidi e basi, e deve essere sciacquata subito con la soluzione per lavaggio oculare. Entrambe le bottiglie sono dotate di un'imboccatura ergonomica che si adatta perfettamente all'occhio, conforme a CE e hanno una data di scadenza compresa tra 2 e 3 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea


DATI TECNICI

| referenza | descrizione | unità per ref. |
|--------------|-------------------------------|----------------|
| EYES-S01-001 | stazione murale completa | 1 |
| EYES-SAL-500 | 500 ml di soluzione salina | 1 |
| EYES-NEU-200 | 200 ml di soluzione pH neutro | 1 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| EYES-S01-001 | 8,7 | 1,324 | 33079000 | 08434868021501 |
| EYES-SAL-500 | 1,344 | 0,574 | 33079000 | 08434868021525 |
| EYES-NEU-200 | 0,576 | 0,254 | 33079000 | 08434868021495 |

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Oogspoelstation voor aan de muur

Beschrijving : Steun om aan de muur te hangen met twee flesjes oogspoelmiddel, verklarende pictogrammen van de gebruiksaanwijzing en een kleine spiegel. Speciaal ontworpen voor werkplekken met risico op oogletsel door chemische producten of externe deeltjes. Het station bevat twee flesjes die ook apart verkrijgbaar zijn: een flesje oogspoeling van 500 ml (steriel 0,9% NaCl) en een flesje van 200 ml neutrale oplossing (steriele 4,9% fosfaatbuffer). De neutrale oplossing wordt gebruikt om zuren en basen snel te neutraliseren en moet daarna worden uitgespoeld met de oogspoeloplossing. Beide flessen hebben een ergonomische opening die zich perfect aan het oog aanpast, voldoen aan de CE-regelgeving en hebben een houdbaarheidsdatum van tussen de 2 en 3 jaar.




Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | beschrijving | stuks per ref. |
|--------------|------------------------------|----------------|
| EYES-S01-001 | compleet wandstation | 1 |
| EYES-SAL-500 | 500 ml zoutoplossing | 1 |
| EYES-NEU-200 | 200 ml neutrale pH-oplossing | 1 |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| EYES-S01-001 | 8,7 | 1,324 | 33079000 | 08434868021501 |
| EYES-SAL-500 | 1,344 | 0,574 | 33079000 | 08434868021525 |
| EYES-NEU-200 | 0,576 | 0,254 | 33079000 | 08434868021495 |



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Augenspülstation zum Aufhängen**Beschreibung :**

Wandhalterung mit zwei Augenspüllösungen, Piktogrammen mit Erklärungen zur Verwendung und einem kleinem Spiegel. Insbesondere geeignet für Arbeitsbereiche mit einem Risiko für Augenschädigungen durch Chemikalien oder Fremdkörper. Die Station enthält zwei Flaschen, die auch einzeln erworben werden können: eine Flasche mit 500 ml Augenspüllösung (NaCl 0,9 %, steril) und eine Flasche mit 200 ml pH-neutraler Lösung (Phosphatpuffer 4,9 %, steril). Die pH-neutrale Lösung wird verwendet, um Säuren und Basen schnell zu neutralisieren und sollte danach mit der Augenspüllösung ausgewaschen werden. Beide Flaschen haben einen ergonomischen Hals, der sich dem Auge perfekt anpasst, sie erfüllen die CE-Richtlinie und haben ein Haltbarkeitsdatum zwischen zwei und drei Jahren.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Beschreibung | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| EYES-S01-001 | komplette Wandstation | 1 |
| EYES-SAL-500 | 500 ml NaCl-Augenspüllösung | 1 |
| EYES-NEU-200 | 200 ml pH-neutrale Lösung | 1 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| EYES-S01-001 | 8,7 | 1,324 | 33079000 | 08434868021501 |
| EYES-SAL-500 | 1,344 | 0,574 | 33079000 | 08434868021525 |
| EYES-NEU-200 | 0,576 | 0,254 | 33079000 | 08434868021495 |

