



VISION+ SERIES

MP02-001-001 / MP02-002-001 / MP02-003-001

Cabezal	Monocular, binocular o trinocular; inclinación 30° Giratorio 360°; bino/trino de tipo Siedentopf Ajuste interpupilar 55-75 mm (bino/trino/digital) Trinocular: reparto óptico 50:50 Versión binocular con cámara integrada (ver pág. 2)
Ocular	Ocular de gran campo WF10X/18 mm
Revólver	Revólver portaobjetivos cuádruple Orientado hacia el interior
Objetivos	Objetivos acromáticos: 4X/0,10 y 10X/0,25 40X/0,65 retráctil 100X/1,25 retráctil, de inmersión en aceite Aumentos totales con ocular 10X: 40X-1000X
Platina	Platina mecánica de doble capa de 132 x 142 mm Rango de movimiento: 75 x 40 mm
Condensador	Condensador Abbe A.N. 1,20 Con diafragma de iris y filtro

Enfoque	Macro y micrométrico en eje coaxial División del micrométrico: 0,004 mm Desplazamiento macrométrico: 37,7 mm por giro Desplazamiento micrométrico: 0,4 mm por giro Recorrido de enfoque: 24 mm
Iluminación	Iluminación LED de alta luminosidad Intensidad regulable Bajo consumo y larga vida útil Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz
Suministro	Funda, fusible de repuesto y filtros
Cámara integrada	Cámara de 1,3 MP (1280 x 1024 píxeles) Salida USB 2.0 Software ScopelImage 9.0 para Windows

